

ES-100P



Analizador de Bioquímica Semi-Automático




Gráfico de reação on-line para testes químicos

- Exiba e calcule resultados com resolução de absorbância decimal 0,0001 com faixa de medição 0,1000 a 3,5000 Abs.



Tela de toque da cor da oferta de 7 polegadas

- Ecrã LCD táctil de grandes dimensões com ícones para um funcionamento interativo de fácil utilização.



5 portas USB e 1 porta ethernet

- Tem facilidade de operação com clique do mouse, placa de chave de computador, interface para impressora externa e transmissão de dados LIS.

DESCRIÇÃO

Dimensão: 400X300X160 (mm)
Modo de leitura para a célula de fluxo 2, cuvete
Bulid-in impressora térmica, papel 57mm printer.
7 "operations.800x480 pixels visor a cores com tela de toque.
Filtros de interferência: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 630 nm
Memória: SDRAM DDR2: 1g bit; Flash: 256 mb
Mais de 300 programas, 200000 os resultados podem ser armazenados.
Porta USB (host) para mouse, teclado, impressora, disco de U, leitor de código de barras etc.
Porta USB (escravo) para ligação ao PC (PC apoio função de controle de software)
CPU: ARM Cortex-A8, 720 m Hz.

Exiba e calcule os resultados com a resolução da absorvância decimal decimal 0,0001 com faixa de medição 0,1000 a 3,5000 Abs.

Visor LCD de tela sensível ao toque grande com ícones para operação interativa amigável.

www.amamedical.com.br

vendas1@amamedical.com.br / (11) 4384-2494