



ANALISADOR BIOQUÍMICO

Totalmente automatizado **AS-380**



300 testes/hora
Reagente Duplo



Av. Hilário Pereira de Souza, 406
Torre 2, 28º andar - Osasco/SP
Tel.: (11) 4384-2494 - (11) 4384-2454
vendas@amamedical.com.br



ANALISADOR BIOQUÍMICO

Totalmente automatizado **AS-380**

Desempenho	<ul style="list-style-type: none">• 300 testes por hora/reagente duplo
Reagentes	<ul style="list-style-type: none">• 70 posições para reagentes
Cubetas de Reação	<ul style="list-style-type: none">• 90 cubetas reutilizáveis
Amostras	<ul style="list-style-type: none">• 70 posições simultâneas
Módulo STAT	<ul style="list-style-type: none">• Prioriza amostras de urgência
Código de Barras	<ul style="list-style-type: none">• Leitor de código de barras opcional
Sistema Operacional	<ul style="list-style-type: none">• Sistema Windows
Controle de Qualidade	<ul style="list-style-type: none">• Levey Jennings, Gráficos X-R e Regras Múltiplas de Westgard.
Interfaceamento	<ul style="list-style-type: none">• Comunicação bidirecional.• RS-232 - LAN Ethernet e USB.
Filtros	<ul style="list-style-type: none">• 8 Filtros - Range de 340nm a 700nm
Método	<ul style="list-style-type: none">• Bioquímica e Turbidimetria
Sensores	<ul style="list-style-type: none">• Alarme sonoro e visual para agulhas, braços e reservatórios
Dimensões	<ul style="list-style-type: none">• 87cm x 67cm x 135cm – 150kg
Alimentação	<ul style="list-style-type: none">• AC-230V ou AC-110V



Av. Hilário Pereira de Souza, 406
Torre 2, 28º andar - Osasco/SP
Tel.: (11) 4384-2494 - (11) 4384-2454
vendas@amamedical.com.br