



AMA GSB - 2000

Analizador de Gases Sanguíneos

AmaMedical Soluções em Saúde Ltda
Av. Hilário Pereira de Souza, 406, Torre 2, 28º andar - Osasco - SP, 06010-170
vendas@amamedical.com.br
(11) 4384-2494

Saiba mais...

O Analisador de Gasometria é um equipamento essencial para avaliar diversos parâmetros críticos de saúde. Ele mede a concentração de íons como potássio (K⁺), sódio (Na⁺), cloreto (Cl⁻) e cálcio livre (iCa²⁺), cada um desempenhando papéis vitais no funcionamento do organismo.




- Pequenas flutuações nesses íons podem causar alterações significativas na função dos tecidos neuromusculares e cardíacos, na distribuição de água corporal, na osmolaridade plasmática e na integridade estrutural dos ossos, além de influenciar a contração muscular e a transmissão neuromuscular.


O Analisador de Gases Sanguíneos é um equipamento avançado que avalia 34 parâmetros, incluindo gases sanguíneos, eletrólitos e metabólitos. Seu design industrial de precisão garante uma detecção instantânea, econômica e ecologicamente correta. A calibração automática durante o teste assegura resultados confiáveis, oferecendo suporte essencial para diagnósticos médicos precisos e eficientes. Este dispositivo é fundamental para monitorar e avaliar a saúde dos pacientes de forma rápida e precisa, contribuindo para um atendimento de qualidade.



Digitalize o código de barras em a bolsa do cartucho e retire o cartucho.



Preencha a entrada com amostra e cubra a tampa para selar a entrada da amostra.



Insira o cartucho até ouvir um clique. Aguarde os resultados.