



AMA GSM - 2500

Analizador de Gases Sanguíneos

AmaMedical Soluções em Saúde Ltda
Av. Hilário Pereira de Souza, 406, Torre 2, 28º andar - Osasco - SP, 06010-170
vendas@amamedical.com.br
(11) 4384-2494

Saiba mais...

O Analisador de Gases Sanguíneos Portátil é um dispositivo avançado, projetado para fornecer resultados rápidos e precisos em uma variedade de ambientes clínicos. Utilizando a tecnologia MicroFluidics, circuito de membrana e bio-sensores, ele requer apenas um pequeno volume de amostra de 95µl e é compatível com amostras arteriais, venosas e de sangue capilar. Com uma taxa de transferência de apenas 1 minuto por teste, este analisador é extremamente eficiente, permitindo uma resposta rápida e precisa.



CARTUCHO



**IMPRESSORA
BLUETOOTH**



QR CODE

Cartuchos e Itens de Teste

Cartucho	Itens
G3	pH PCO ₂ PO ₂ Hct
E3	K ⁺ Na ⁺ iCa Hct
G7	pH PCO ₂ PO ₂ 2 K ⁺ Na iCa Hct

Um dos grandes destaques deste equipamento é o cartucho de conservação, que pode ser armazenado por até um ano no frigorífico, garantindo uma longa vida útil.

Além disso, o cartucho está pronto para uso instantâneo, sem a necessidade de ser restaurado à temperatura ambiente, o que facilita o processo e aumenta a conveniência para os profissionais de saúde.

Saiba mais...

Rápido | Preciso | Seguro | Conveniente

1 minuto por teste | Preciso: cartucho com soluções de calibração | Seguro: cartucho de teste descartável, sem risco de contaminação cruzada | Longa vida útil: 365 dias armazenado na geladeira | Conveniente: uso instantâneo sem a necessidade de restaurar à temperatura ambiente Sem manutenção Cartucho com RFID Atualização remota de software Conexão LIS/HIS



Especificações de Performance

Item	Linearidade	Acurácia
pH	6.5~8.0	≤0.2%
PO ₂	10~700mmHg	≤5.0%
PCO ₂	5~150 mmHg	≤4.0%
K ⁺	1.0~12.0 mmol/L	≤1.5%
Na ⁺	80~200 mmol/L	≤1.5%
iCa	0.25~3.0 mmol/L	≤2.5%
Hct	10%~75%	≤3.0%

