

AMA VN-3000

LOCALIZADOR INTELIGENTE DE VEIAS

Tecnologia avançada para visualização vascular em tempo real, com mais precisão, segurança e praticidade para a rotina clínica.



Precisão
 $\pm 0,3 \text{ mm}$



Projeção em
tempo real



Tela LCD
integrada



Até 6 horas
de autonomia



Saiba mais sobre o
AMA VN-3000

PRECISÃO QUE TRANSFORMA A ROTINA CLÍNICA.



O AMA VN-3000 auxilia a identificação de veias superficiais com visualização rápida, clara e intuitiva, apoiando profissionais de saúde na realização de punções com mais confiança e melhor experiência para o paciente.



Visualização vascular rápida

Identificação imediata das veias superficiais na pele.



Mais confiança na punção

Apoia decisões com maior precisão e segurança.



Apoio em acessos venosos difíceis

Facilita a localização de veias de difícil visualização.



Registro de imagens

Capture e revise as visualizações sempre que necessário.



Transferência para computador

Exporte imagens de forma rápida e prática via USB.



Excelente custo-benefício

Tecnologia acessível que entrega resultados reais.



Mais eficiência da equipe

Agilidade no fluxo de trabalho e mais produtividade no dia a dia clínico.



Maior segurança do procedimento

Reduz tentativas de punção e o risco de complicações.



Melhor experiência do paciente

Menos desconforto e mais confiança durante o atendimento.



Valor para a instituição

Tecnologia que gera impacto positivo na qualidade do atendimento e na gestão.



TECNOLOGIA, PRECISÃO E MOBILIDADE.

Leve, portátil e intuitivo, o AMA VN-3000 acompanha o profissional em diferentes ambientes clínicos, oferecendo operação prática e flexibilidade de uso.



LEVE E PORTÁTIL

peso aproximado de 400 g



USO FLEXÍVEL

manual ou com suporte de mesa/pedestal opcional



TELA LCD INTEGRADA

ajustes rápidos diretamente no equipamento



OPERAÇÃO SIMPLES

navegação intuitiva e prática



DUAS FORMAS DE UTILIZAÇÃO

USO MANUAL



COM SUPORTE OPCIONAL



Suporte de mesa/pedestal vendido separadamente.



400 g
de peso



Uso
manual



Suporte
opcional



Design
ergonômico



TECNOLOGIA QUE GERA CONFIANÇA. RESULTADOS QUE FAZEM A DIFERENÇA.
O AMA VN-3000 oferece precisão, mobilidade e eficiência para transformar sua rotina.

11 MODOS DE VISUALIZAÇÃO



7 monocromáticos



4 dicromáticos



Modo Enhancement




Modo Inverso




3 níveis de brilho




3 tamanhos
de projeção




Verde




Branco




Roxo



Ciano



Verde Escuro



Verde Claro

...

Diferentes combinações de cores e ajustes permitem melhor contraste e adaptação ao tipo de pele e ao ambiente de utilização, favorecendo uma visualização mais adequada em diferentes situações clínicas.

PROJEÇÃO EM TEMPO REAL.

A tecnologia infravermelha do AMA VN-3000 oferece visualização vascular contínua e fluida, com projeção estável para apoiar a avaliação durante o procedimento.



Resolução de projeção
854 × 480



Taxa de atualização
≥ 30 fps



Visualização rápida
e contínua



Precisão de
posicionamento
± 0,3 mm



854 × 480

RESOLUÇÃO DA
PROJEÇÃO



≥ 30 fps

IMAGEM FLUIDA



Até 10 mm

PROFUNDIDADE DE
DETECÇÃO



± 0,3 mm

PRECISÃO DE
POSICIONAMENTO



VISUALIZAÇÃO CONTÍNUA DURANTE O PROCEDIMENTO.

Atualização rápida da imagem para maior fluidez
e confiança na avaliação vascular.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Configuração técnica equilibrada para desempenho confiável, operação intuitiva e excelente adaptação à rotina clínica.

Apenas
400 g



ESPECIFICAÇÕES DO AMA VN-3000

	Tela	LCD colorida
	Fonte de Luz	Infravermelha (IR)
	Resolução da Imagem	854 × 480
	Taxa de Quadros	≥ 30 fps
	Profundidade de Detecção	até 10 mm
	Precisão	± 0,3 mm
	Modos de Visualização	11 modos (7 monocromáticos, 4 dicromáticos)
	Níveis de Brilho	3 níveis ajustáveis
	Tamanho da Projeção	3 tamanhos ajustáveis
	Bateria	íon de lítio recarregável, 6360 mAh
	Autonomia	até 6 horas
	Conexão	USB 2.0 para transferência de dados
	Peso	aproximadamente 400 g
	Dimensões	200 × 53 × 32 mm

APLICAÇÕES VERSÁTEIS.

O AMA VN-3000 é ideal para diferentes ambientes e perfis de pacientes, proporcionando mais segurança, eficiência e conforto em cada procedimento.



HOSPITAIS

Ideal para procedimentos de rotina, emergências e coletas.



LABORATÓRIOS

Apoia a coleta venosa com mais confiança na visualização.



PEDIATRIA

Abordagem visual mais amigável para pacientes pediátricos.



CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS

Mais agilidade e praticidade no atendimento.



ATENDIMENTO DOMICILIAR

Portátil e leve para visitas e home care.



VETERINÁRIA

Apoio visual em procedimentos venosos em pequenos animais.



MAIS PRECISÃO. MAIS SEGURANÇA. MAIS CUIDADO.



QUALIDADE, AUTONOMIA E VERSATILIDADE.

O AMA VN-3000 foi desenvolvido para oferecer desempenho confiável, excelente autonomia e praticidade na rotina clínica, com recursos que ampliam sua versatilidade e o tornam uma solução de alto valor agregado.



Maleta rígida para proteção e transporte

A maleta oferece proteção ao equipamento, praticidade no armazenamento e segurança no transporte entre diferentes ambientes de atendimento.



Suporte móvel opcional

Estrutura estável, ajuste de altura para mais ergonomia, cesta integrada para acessórios e rodízios com trava para mobilidade e segurança em qualquer ambiente clínico.



Excelente autonomia

6360 mAh
Até 6 horas
de funcionamento contínuo

Maior autonomia significa menos interrupções e mais disponibilidade durante a rotina clínica.



Garantia de 12 meses

Mais segurança para sua instituição e mais confiança na aquisição.

DIFERENCIAIS QUE FAZEM A DIFERENÇA



Tela LCD
integrada



Memória para
imagens



Transferência
para computador



Excelente
autonomia



Equipamento
portátil



Ótimo
custo-benefício



www.amamedical.com.br



vendas@amamedical.com.br



(11) 98164-3311



Saiba mais sobre o
AMA VN-3000

Escaneie o QR Code
e acesse o vídeo
demonstrativo.